



# Catéter de Drenagem Geral SKATER® para Punção Direta

*Para drenagens diversas com técnica de Punção Direta*

O Catéter Skater® com trava Choice Lock é indicado para diversos procedimentos de drenagem. A técnica de punção direta é simples e segura com este exclusivo catéter. Com revestimento hidrofílico HYDROFEEL® a penetração ocorre com um mínimo de atrito. Como somente a extremidade distal possui este revestimento é possível segurá-lo com firmeza e controle. A trava Choice Lock pode ser solta com somente uma mão. A cânula é usada para dar rigidez ao catéter e somente a ponta do mandril é usada para fazer o corte através dos tecidos. A construção especial da ponta, previne que o catéter sofra o efeito acordeão. Fornecido com um retificador de catéter.

Aplicações: Drenagem percutânea de abscesso, hematoma, cisto, pleurocentese, nefrostomia, colecistostomia e drenagem de outras coleções.

#### Características:

- ✓ Disponível com ou sem trava de pigtail;
- ✓ Revestimento HYDROFEEL® para fácil penetração;
- ✓ Poliuretano macio resistente à dobras e com memória de pigtail;
- ✓ Grandes orifícios ovais e lúmen largo maximizam a drenagem;
- ✓ Mínimo trauma do tecido reduz o desconforto do paciente;
- ✓ Destramento do Choice Lock com somente uma mão;

#### Conjunto composto por:

Mandril com ponta trocar com trava Choice Lock e catéter de poliuretano SKATER® pigtail com revestimento HYDROFEEL®.

#### Catéter de Drenagem Geral SKATER® para Punção Direta - com fio trava

Caixa com 5

| Número de catálogo | Catéter em Fr. | Tamanho em cm | Agulha Ga. mm |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 7565 06 020        | 6              | 20            | 19 (1.0)      |
| 7565 07 020        | 7              | 20            | 18 (1.2)      |
| 7565 08 025        | 8              | 25            | 17 (1.4)      |
| 7565 10 025        | 10             | 25            | 17 (1.4)      |
| 7565 12 025        | 12             | 25            | 14 (2.0)      |
| 7565 14 025        | 14             | 25            | 14 (2.0)      |
| 7565 16 025        | 16             | 25            | 14 (2.0)      |

#### Catéter de Drenagem Geral SKATER® para Punção Direta - sem fio trava

Caixa com 5

| Número de catálogo | Catéter em Fr. | Tamanho em cm | Agulha Ga. mm |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 7560 06 020        | 6              | 20            | 19 (1.0)      |
| 7560 07 020        | 7              | 20            | 18 (1.2)      |



O revestimento hidrofílico e punção direta asseguram uma penetração otimizada



Ponta do catéter em pigtail



Mandril cortante travado através do sistema Choice Lock

Sujeito à disponibilidade de estoque.



**ecoméd**  
medicina de ponta a ponta

Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
www.ecomed.com.br  
ecoméd@ecoméd.com.br

Representante