


Catéter de Drenagem Neo-Hydro

Para drenagem de abscessos e nefrostomia

O catéter de punção direta Neo-Hydro é biocompatível, radiopaco e feito de poliuretano a prova de dobras, o que permite drenagens de longos períodos sem deformações ou compressão do catéter. Possui revestimento hidrofílico o que reduz a fricção e resistência na sua introdução. Montado com a agulha trocar permite a realização de uma punção diretamente na área a ser drenada.

Características:

- ✓ Ideal para drenar abscessos, hematomas, coleções e nefrostomia;
- ✓ Material radiopaco permite visualização por Raio-X;
- ✓ Cânula metálica dá rigidez e agulha trocar permite punção direta;



Catéter Neo-Hydro



Catéter montado com agulha

Catéter de Drenagem Neo-Hydro Caixa com 5

Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm	Fio Guia Compatível	Agulha Ga.
BT-PD1-0620-W	6Fr	20cm	0.035"	19g
BT-PD1-0625-W	6Fr	25cm	0.035"	19g
BT-PD1-0630-W	6Fr	30cm	0.035"	19g
BT-PD1-0820-W	8Fr	20cm	0.035"	19g
BT-PD1-0825-W	8Fr	25cm	0.035"	19g
BT-PD1-0830-W	8Fr	30cm	0.035"	19g
BT-PD1-0840-W	8Fr	40cm	0.035"	19g
BT-PD1-1020-W	10Fr	20cm	0.035"	19g
BT-PD1-1025-W	10Fr	25cm	0.035"	19g
BT-PD1-1030-W	10Fr	30cm	0.035"	19g
BT-PD1-1040-W	10Fr	40cm	0.035"	19g
BT-PD1-1220-W	12Fr	20cm	0.035"	19g
BT-PD1-1225-W	12Fr	25cm	0.035"	19g
BT-PD1-1230-W	12Fr	30cm	0.035"	19g
BT-PD1-1240-W	12Fr	40cm	0.035"	19g
BT-PD1-1420-W	14Fr	20cm	0.035"	19g
BT-PD1-1425-W	14Fr	25cm	0.035"	19g
BT-PD1-1430-W	14Fr	30cm	0.035"	19g
BT-PD1-1440-W	14Fr	40cm	0.035"	19g
BT-PD1-1620-W	16Fr	20cm	0.035"	19g
BT-PD1-1625-W	16Fr	25cm	0.035"	19g
BT-PD1-1630-W	16Fr	30cm	0.035"	19g
BT-PD1-1640-W	16Fr	40cm	0.035"	19g



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante