

Catéter de Nefrostomia SKATER®

Abordagem Seldinger para nefrostomia

O Catéter Skater® de nefrostomia é macio e altamente flexível por ser feito de poliuretano. Os orifícios no pigtail são grandes e largos para permitir uma drenagem eficiente. Possui revestimento hidrofílico HYDROFEEL® para que a introdução ocorra com um mínimo de atrito. Como somente a extremidade distal possui este revestimento é possível segurá-lo com firmeza e controle. Fornecido com um retificador de catéter.

Aplicações: Nefrostomia

Características:

- ✓ Revestimento HYDROFEEL® para facilitar a introdução;
- ✓ Poliuretano macio resistente à dobras e com memória de pigtail;
- ✓ Grandes orifícios ovais e lúmen largo maximizam a drenagem;
- ✓ Mínimo trauma do tecido reduz o desconforto do paciente;
- ✓ Disponível com ou sem trava de pigtail;

Conjunto composto por:

Catéter de poliuretano SKATER® pigtail com revestimento HYDROFEEL®, cânula rígida de metal e cânula flexível de plástico.



Fio de segurança para travar o pigtail



Conjunto para nefrostomia: catéter e cânulas metálica e plástica



Pigtail com grandes orifícios

Catéter de Drenagem SKATER® - com fio trava Caixa com 5

Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm	Aceita fio guia polegadas(mm)
7556 08 035	8	35	.038 (0.97)
7556 10 035	10	35	.038 (0.97)
7556 12 035	12	35	.038 (0.97)
7556 14 035	14	35	.038 (0.97)

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br

Representante