

Catéter de Drenagem Biliar SKATER®

Abordagem Seldinger para drenagem biliar

O Catéter Skater® de drenagem biliar é macio e altamente flexível por ser feito de poliuretano. Os orifícios são grandes e largos para permitir uma drenagem eficiente do duto biliar. Há 4 orifícios no pigtail e os restante no corpo do catéter. Possui revestimento hidrofílico HYDROFEEL® para que a introdução ocorra com um mínimo de atrito. Como somente a extremidade distal possui este revestimento é possível segurá-lo com firmeza e controle. Fornecido com um retificador de catéter.

Aplicações: Drenagem percutânea do duto biliar

Características:

- ✓ Revestimento HYDROFEEL® para facilitar a introdução;
- ✓ Poliuretano macio resistente à dobras e com memória de pigtail;
- ✓ Grandes orifícios ovais e lúmen largo maximizam a drenagem;
- ✓ Mínimo trauma do tecido reduz o desconforto do paciente;
- ✓ Disponível com ou sem trava de pigtail;

Conjunto composto por:

Catéter de poliuretano SKATER® pigtail com revestimento HYDROFEEL®, cânula rígida de metal e cânula flexível de plástico.



Conjunto para drenagem biliar: catéter e cânulas metálica e plástica



Fio de segurança para travar o pigtail



Feito de material extremamente maleável

Catéter de Drenagem Biliar SKATER® Com trava de Pigtail Caixa com 5

Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm	Aceita fio guia polegadas (mm)	Número de Orifícios
7553 08 040	8	40	.038 (0.97)	12
7553 10 040	10	40	.038 (0.97)	11
7553 12 040	12	40	.038 (0.97)	11

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br