

Conjunto de Introdução Skater®

Conjunto para acesso ao trato urinário, biliar e outras coleções

Sistema introdutor co-axial para simples, precisa e atraumática colocação de um fio guia 0.035" ou 0.038" em procedimentos não vasculares. O dilatador interno roxo de 4Fr. e a bainha externa branca de 6Fr. oferecem mínima resistência durante a introdução devido ao revestimento hidrofílico HYDROFEEL®. Permite constante visualização do marcador radiopaco.

Aplicações: Acesso para introdução de fio guia 0.035" ou 0.038".

Características:

- ✓ Transição suave entre os dilatadores 4Fr. e 6Fr.;
- ✓ Revestimento hidrofílico HYDROFEEL®;
- ✓ Anel radiopaco facilita a visualização;
- ✓ Diversos comprimentos para flexibilidade clínica;

Conjunto composto por:

Agulha de punção 21G; um fio guia de 0.018" com ponta flexível; um conjunto de dilatador/bainha.



Conjunto de introdução Skater



Suave transição entre fio guia e catéter

Conjunto de Introdução Skater Caixa com 5

Número de catálogo	Fio guia Nitinol	Agulha Tipo:
651506 300	.018"	Trocar

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomед.com.br

Representante