


Fio Guia hidrofílico Canalizer

Fio guia de nitinol com revestimento hidrofílico


O fio guia Canalizer é um fio guia de nitinol com revestimento hidrofílico que proporciona uma fácil introdução para procedimentos diversos. Seu núcleo de nitinol é resistente a dobras e tem como propriedade o torque 1:1. Disponível em modelo normal e rígido; ponta reta e angulada.

Características:


- ✓ Núcleo de nitinol resistente a dobras e torque 1:1;
- ✓ Capa de poliuretano radiopaco facilita visualização por fluoroscopia;
- ✓ Revestimento hidrofílico super deslizante facilita o acesso a área de interesse;
- ✓ Revestimento que não seca e nem fica pegajoso;



Fio Guia hidrofílico Canalizer



Fio Guia hidrofílico Canalizer reto



Fio Guia hidrofílico Canalizer angulado

Fio Guia Hidrofílico Canalizer Caixa com 10			
Número de catálogo	Comprimento em cm	Descrição	Calibre em polegadas (mm)
1251 35 150	150cm	Normal reta	.035 (0.89)
1251 35 180	180cm	Normal reta	.035 (0.89)
1251 35 260	260cm	Normal reta	.035 (0.89)
1276 35 150	150cm	Normal angulado	.035 (0.89)
1276 35 180	180cm	Normal angulado	.035 (0.89)
1276 35 260	260cm	Normal angulado	.035 (0.89)
1290 35 150	150cm	Rígido reta	.035 (0.89)
1290 35 180	180cm	Rígido reta	.035 (0.89)
1290 35 260	260cm	Rígido reta	.035 (0.89)
1297 35 150	150cm	Rígido angulado	.035 (0.89)
1297 35 180	180cm	Rígido angulado	.035 (0.89)
1297 35 260	260cm	Rígido angulado	.035 (0.89)

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomед.com.br

Representante