


Fio Guia Amplatz WORKER®

Combinação perfeita entre um corpo rígido e uma ponta flexível

A construção em fios planos do Fio Guia Amplatz WORKER® proporciona uma alma mais rígida e consequentemente aumento da estabilidade na introdução em procedimentos vasculares e não vasculares. A alma de aço inox percorre continuamente todo o fio guia. O rolo recebe um revestimento PTFE que assegura uma superfície suave e reduz a fricção. Embalado em tubo circular que facilita umedecer o fio guia antes de sua utilização.

Características:

- ✓ Perfil plano proporciona maior rigidez;
- ✓ Acesso mais fácil e melhor controle na introdução;
- ✓ Baixa fricção devido ao novo revestimento;



Fio Guia Amplatz WORKER®

Fio Guia Amplatz WORKER® Reto Caixa com 10			
Número de catálogo	Descrição	Calibre em polegadas (mm)	Comprimento em cm
1140 35 090	Ponta mole de 7,5 mm	.035 (0.89)	90
1140 35 150	Ponta mole de 7,5 mm	.035 (0.89)	150
1140 35 180	Ponta mole de 7,5 mm	.035 (0.89)	180
1140 35 260	Ponta mole de 7,5 mm	.035 (0.89)	260
1141 35 080	Ponta mole de 3,5 mm	.035 (0.89)	80
1141 35 150	Ponta mole de 3,5 mm	.035 (0.89)	150
1141 35 180	Ponta mole de 3,5 mm	.035 (0.89)	180

Fio Guia Amplatz WORKER® Curvo em J 3 mm Caixa com 10			
Número de catálogo	Descrição	Calibre em polegadas (mm)	Comprimento em cm
1142 35 090	Ponta mole de 7,5 mm	.035 (0.89)	90
1142 35 150	Ponta mole de 7,5 mm	.035 (0.89)	150

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante