

# ●●▶ Agulha de Transplante de Medula Óssea

## Estabilidade e segurança no transplante de medula óssea

A combinação do punho ergonômico "Twist Lock" com a ponta do mandril/cânula combinada e extremamente afiada, facilita a introdução na cavidade da medula óssea. O punho é confortável mesmo sem o mandril encaixado, aumentando o torque sem contudo fatigar a mão.

### Características:

- ✓ Sistema "Twist Lock" mantém o punho travado durante a introdução e evita a fadiga na mão;
- ✓ Punho ergonômico que permite ao médico aplicar pressão sem fatigar a mão;
- ✓ Conector Luer Lock permite acoplagem de seringa;
- ✓ Além da coleta de medula, pode ser usada para vertebroplastia;



Punho com design ergonômico "Twist Lock"



Pontas combinadas

### Agulha de Transplante de Medula Óssea Caixa com 10

Número de catálogo	Calibre em GA.	Comprimento em cm
BMHN1104X	11	10.16
BMHN1304X	13	10.16

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
www.ecomed.com.br  
ecomed@ecomed.com.br