

# ●●▶ Agulha de Transplante de Medula Óssea Infantil

*Para aspiração de medula óssea em pacientes pediátricos*

Além da possibilidade de uma fácil e eficiente aspiração da medula em pacientes infantis, esta agulha também pode ser usada para se ter acesso às cavidades da medula quando realizando infusão ressuscitativa.

#### Características:

- ✓ Agulha com 18ga. de calibre com parede grossa para suportar as pressões da introdução;
- ✓ Ponta do tipo trocar para fácil introdução;
- ✓ Conector Luer Lock para acoplagem de seringa;



Conector Luer Lock



Ponta tipo Trocar

#### Agulha de Transplante de Medula Óssea Infantil Caixa com 10

Número de catálogo	Calibre em GA.	Comprimento em cm
ION18015	18	3.58

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
[www.ecomed.com.br](http://www.ecomed.com.br)  
[ecomed@ecomed.com.br](mailto:ecomed@ecomed.com.br)