

Instrumento Automático Descartável de Biópsia Tru-Core® II

Amostras de alta qualidade de órgãos e tecidos moles

A Tru-Core® II pode ser facilmente operada com uma das mãos, sendo ideal para procedimentos guiados pela Ultra-sonografia. Quando usada em conjunto com uma agulha co-axial pode ser igualmente utilizada para biópsia guiada por Tomografia. Ótima opção para quem não possui um instrumento permanente de biópsia. Indicada para biópsias de mama, próstata, fígado e rim.

Características:

- ✓ Sistema de armar composto por botões possibilita operar o instrumento com somente uma mão;
- ✓ Avanço de 22mm e gaveta de 19mm retira amostras em tamanhos suficientes para excelente diagnóstico clínico;
- ✓ Reduzido tamanho é compatível com a maioria dos sistemas de estereotaxia;
- ✓ Marcação de profundidade em centímetros proporciona determinação precisa da profundidade de penetração da agulha;
- ✓ Possui ponta ecogênica para melhor visualização pela ultra-sonografia
- ✓ Cores identificam o calibre da agulha;
- ✓ Podem ser usadas em conjunto com agulhas co-axiais;
- ✓ Gaveta invertida para realização de biópsias de próstata; (URO)



Posição do instrumento desarmado



Posição do instrumento armado



Gaveta de amostra de 19mm

Instrumento Automático Descartável de Biópsia Tru-Core® II Caixa com 10			Agulha Introdutora Co-axial (Opcional) Caixa com 10		
Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm	Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
7631 14 100	14 (2.0)	10	MCXS1410TX	13 (2.3)	5.1
7631 14 160	14 (2.0)	16	MCXS1416TX	13 (2.3)	11.1
7631 14 200	14 (2.0)	20			
7631 16 100	16 (1.6)	10	MCXS1610TX	15 (1.8)	5.1
7631 16 160	16 (1.6)	16	MCXS1616TX	15 (1.8)	11.1
7631 16 200	16 (1.6)	20			
7631 18 100	18 (1.2)	10	MCXS1810TX	17 (1.4)	5.1
7631 18 160	18 (1.2)	16	MCXS1816TX	17 (1.4)	11.1
7631 18 200	18 (1.2)	20	MCXS1820TX	17 (1.4)	15.1
7634 18 200X	18 (1.2)	20 (URO)			
7634 18 250X	18 (1.2)	25 (URO)			
7631 20 100	20 (0.9)	10	MCXS2010TX	19 (1.4)	5.4
7631 20 160	20 (0.9)	16	MCXS2016TX	19 (1.4)	11.4
7631 20 200	20 (0.9)	20			

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
 CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
 Tel: (21) 2558-1960
 Fax: (21) 2558-2543
 www.ecomed.com.br
 ecomed@ecomed.com.br

Representante