

# Instrumento Ajustável de Biópsia Super-Core™ II

*Desenvolvido para a coleta de material histológico de alta qualidade*

Super-Core™ II é um instrumento leve, compacto e de fácil manuseio. Após carregar o sistema de mola, pode-se manuseá-lo com somente uma mão, permitindo usar a outra para segurar um probe de ultra-som. Pela sua leveza é recomendável seu uso em Tomografia.

#### Características:

- ✓ Avanço pode ser regulado para retirada de amostras de 19mm ou 9,5mm;
- ✓ Gaveta pode ser posicionada na posição exata antes do disparo;
- ✓ Marcação de profundidade em centímetros;
- ✓ Ponta ecogênica para melhor visualização pela ultra-sonografia;
- ✓ Cores identificam o calibre da agulha;
- ✓ Podem ser usadas em conjunto com agulhas co-axiais;



Super-Core™ II em diversos calibres e comprimentos



Abertura de amostra de 9,5mm



Abertura de amostra de 19mm

Instrumento Ajustável de Biópsia Super-Core™ II Caixa com 10			Agulha Introdutora Co-axial(Opcional) Caixa com 10		
Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm	Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
7011 14 090	14 (2.0)	9	MCXS1409LX	13 (2.3)	3.9
7011 14 150	14 (2.0)	15	MCXS1415LX	13 (2.3)	9.9
7011 14 200	14 (2.0)	20			
7011 16 090	16 (1.6)	9	MCXS1609LX	15 (1.8)	3.9
7011 16 150	16 (1.6)	15	MCXS1615LX	15 (1.8)	9.9
7011 16 200	16 (1.6)	20			
7011 18 090	18 (1.2)	9	MCXS1809LX	15 (1.8)	3.9
7011 18 150	18 (1.2)	15	MCXS1815LX	17 (1.8)	9.9
7011 18 200	18 (1.2)	20	MCXS1820LX	17 (1.8)	14.9
7011 20 090	20 (0.9)	9	MCXS2009LX	17 (1.8)	4.2
7011 20 150	20 (0.9)	15	MCXS2015LX	17 (1.8)	10.2
7011 20 200	20 (0.9)	20			

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
www.ecomed.com.br  
ecomed@ecomед.com.br

Representante