

●●▶ Agulha Aspirativa Franseen

Para biópsia e procedimentos diversos

Agulha com ponta tipo Franseen tri-facetada que permite a aspiração de amostras citológicas e histológicas. Indicado para tecidos mais fibrosos como pulmão. Disponível de diversos calibres e comprimentos.

Características:

- ✓ Marcação de profundidade em centímetros;
- ✓ Ponta ecogênica para melhor visualização pela ultra-sonografia;
- ✓ Exclusiva trava de ajuste de profundidade;



Franseen

Agulha Aspirativa Franseen Caixa com 10			
Número de catálogo	Descrição	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
MFN 1803	Franseen	18 (1.2)	9
MFN 1806	Franseen	18 (1.2)	15
MFN 1808	Franseen	18 (1.2)	20
MFN 2003	Franseen	20 (0.9)	9
MFN 2006	Franseen	20 (0.9)	15
MFN 2008	Franseen	20 (0.9)	20
MFN 2203	Franseen	22 (0.7)	9
MFN 2206	Franseen	22 (0.7)	15
MFN 2208	Franseen	22 (0.7)	20
MFN 1803US	Franseen, U/S	18 (1.2)	9
MFN 1806US	Franseen, U/S	18 (1.2)	15
MFN 1808US	Franseen, U/S	18 (1.2)	20
MFN 2003US	Franseen, U/S	20 (0.9)	9
MFN 2006US	Franseen, U/S	20 (0.9)	15
MFN 2008US	Franseen, U/S	20 (0.9)	20
MFN 2203US	Franseen, U/S	22 (0.7)	9
MFN 2206US	Franseen, U/S	22 (0.7)	15
MFN 2208US	Franseen, U/S	22 (0.7)	20

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br

Representante