


Instrumento Automático de Biópsia Pro-Mag™ Ultra ST

Desenvolvido para a coleta de material histológico de alta qualidade

A Pro-Mag™ Ultra ST pode ser facilmente armada utilizando um sistema de alavanca, sendo ideal para procedimentos guiados pela Ultra-sonografia ou estereotaxia. Quando usada em conjunto com uma agulha co-axial pode ser igualmente utilizada para biópsia guiada por Tomografia. Indicada para biópsia de mama e pequenas partes.

Características:

- ✓ Sistema composto por alavanca facilita o engatilhar;
- ✓ Avanço da agulha de 14mm;
- ✓ Gatilhos posicionados a frente e atrás;
- ✓ Fácil retirada da amostra sem necessidade de retirar a agulha;
- ✓ Reduzido tamanho é compatível com a maioria dos sistemas de estereotaxia;
- ✓ Trava de segurança;
- ✓ Pode ser esterilizada utilizando métodos convencionais;



Fácil colocação da agulha



Gatilho frontal



Gatilho traseiro

Instrumento Automático de Biópsia Pro-Mag™ Ultra ST

Número de catálogo

Avanço em mm

7676

14

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



ecoméd
medicina de ponta a ponta

Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br