

# ●●▶ Agulha de Biópsia Tru-Core® I

*Desenvolvido para a coleta de material histológico de alta qualidade*

Agulhas de Biópsia de alta qualidade que proporcionam amostras histológicas para diagnóstico e caracterização de lesão suspeita.

## Características:

- ✓ Gaveta de 19mm retira amostras em tamanhos suficientes para diagnóstico clínico;
- ✓ Exclusivo design aposenta os espaçadores;
- ✓ Marcação de profundidade em centímetros proporciona determinação precisa da profundidade de penetração da agulha;
- ✓ Todas agulhas possuem ponta ecogênica para melhor visualização pela ultra-sonografia;
- ✓ Cores identificam o calibre da agulha;
- ✓ Gaveta invertida para realização de biópsias de próstata; (URO)



Fácil colocação da agulha



Cores identificam o calibre da agulha



Gaveta de amostra de 19mm

| Agulha de Biópsia Tru-Core® I<br>Caixa com 10 |                     |                   | Agulha Introdutora<br>Co-axial(Opcional)<br>Caixa com 10 |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| Número de catálogo                            | Calibre em Ga. (mm) | Comprimento em cm | Número de catálogo                                       | Calibre em Ga. (mm) | Comprimento em cm |
| 7633 14 100                                   | 14 (2.0)            | 10                | MCXS1410TX   | 13 (2.3)            | 5.1               |
| 7633 14 160                                   | 14 (2.0)            | 16                | MCXS1416TX   | 13 (2.3)            | 11.1              |
| 7633 14 200                                   | 14 (2.0)            | 20                |  |                     |                   |
| 7633 16 100                                   | 16 (1.6)            | 10                | MCXS1610TX   | 15 (1.8)            | 5.1               |
| 7633 16 160                                   | 16 (1.6)            | 16                | MCXS1616TX   | 15 (1.8)            | 11.1              |
| 7633 16 200                                   | 16 (1.6)            | 20                |  |                     |                   |
| 7633 18 100                                   | 18 (1.2)            | 10                | MCXS1810TX   | 17 (1.4)            | 5.1               |
| 7633 18 160                                   | 18 (1.2)            | 16                | MCXS1816TX   | 17 (1.4)            | 11.1              |
| 7633 18 200                                   | 18 (1.2)            | 20                | MCXS1820TX   | 17 (1.4)            | 15.1              |
| 7638 18 200                                   | 18 (1.2)            | 20 (URO)          |  |                     |                   |
| 7638 18 250                                   | 18 (1.2)            | 25 (URO)          |  |                     |                   |
| 7633 20 100                                   | 20 (0.9)            | 10                | MCXS2010TX   | 19 (1.4)            | 5.4               |
| 7633 20 160                                   | 20 (0.9)            | 16                | MCXS2016TX   | 19 (1.4)            | 11.4              |

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
www.ecomed.com.br  
ecomed@ecomed.com.br

Representante