


●●▶ Agulha para biópsia de músculo esquelético U.C.H.

Agulha reutilizável para biópsia de músculos tanto pelo corte de uma amostra como pela aspiração de líquido. Pode ser utilizada em músculos como reto femural, tibial anterior, deltóide, peitoral, bíceps braquial e tríceps. Procedimento preferencialmente usado para evitar a cirurgia aberta.

Características:

- ✓ Desenho ergonômico para facilitar o manuseio;
- ✓ Feita em aço inoxidável;
- ✓ Possui extrator de amostra;



Agulha U.C.H.

Agulha para biópsia de músculo esquelético U.C.H.

Caixa com 01

Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
8065	8g (4,20)	3 1/8" (79)

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br