

# ●●▶ Cãnula com marcador de Biópsia VMark®

## Clip de marcação do local de uma biópsia

VMark® é um sistema de última geração que consiste em um plug bio-absorvível e uma clip de titânio, para permanentemente marcar um local onde tenha sido realizado uma biópsia de mama e proporcionar uma identificação futura deste local. O plug é altamente visível por ultrasonografia por até 6 semanas o que permite uma rápida e precisa colocação do marcador. Já o clip de titânio é visível por ressonância magnética e mamografia.

### Características:


- ✓ Clip com ótima capacidade de ancoragem reduzindo a migração;
- ✓ Plug bio-absorvível permite visualização via ultra-som;
- ✓ Proporciona a identificação no futuro do local onde a biópsia foi realizada;
- ✓ Disponível para Core Biopsy, Mammotome e Suros;



Marcador de biópsia VMark



Cãnula de introdução do VMark



Saída do marcador VMark da cãnula

### Cãnula com marcador de biópsia VMark®

Caixa com 10

Número de catálogo	Descrição	Comprimento em cm
766411150T	VMark	Compatível com agulha Mammotome 11g
766709120SST	VMark	Compatível com agulha ATEC/Suros 9g
766712120SST	VMark	Compatível com agulha ATEC/Suros 12g
766914100SST	VMark	Compatível com Core Biopsy

VMark® é uma marca de Biopsy Sciences, LLC

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
www.ecomed.com.br  
ecomed@ecomed.com.br

Representante