


●●▶ Agulha de Localização de Nódulo BLN Accura™

Tradicional agulha de localização disponível em 2 calibres

A Agulha de Localização de Nódulo BLN Accura™ é a que apresenta melhor custo-benefício. Acompanha fio rígido com reforço próximo à extremidade do anzol.

Características:

- ✓ Marcação centimetrada proporciona posicionamento ideal;
- ✓ Canhão de boca larga para fácil introdução do fio;
- ✓ Exclusivo fixador para pele previne deslocamento do fio;
- ✓ Fio possui marcação em 2 pontos:
 - I indica que a extremidade do fio está posicionado na ponta da agulha
 - II indica que o anzol se soltou definitivamente
- ✓ Agulha que permite a injeção de contraste ou aspiração de fluidos;



Agulha de Localização de Nódulo BLN Accura™ Caixa com 10		
Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
BLN2003	20 (0.9)	3.0
BLN2005	20 (0.9)	5.0
BLN20075	20 (0.9)	7.5
BLN2010	20 (0.9)	10.0
BLN2015	20 (0.9)	15.0
BLN2103	21 (0.8)	3.0
BLN2105	21 (0.8)	5.0
BLN21075	21 (0.8)	7.5
BLN2110	21 (0.8)	10.0

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br