

Para diagnóstico por histerosonografia ou histerosalpingografia

O Catéter H/S possui um balão feito sem latex, macio e maleável que evita refluxo da solução salina ou do meio de contraste. Sua ponta arredonda é atraumática e o orifício na extremidade permite excelente distribuição do contraste. Por ter uma ponta macia e flexível o risco de perfuração da cavidade uterina é mínimo. Esvaziar o balão é fácil, pois ele é bastante elástico.

Aplicação: Exame por contraste do útero através da ultra-sonografia ou fluoroscopia

Características:

- ✓ Bainha maleável facilita a introdução;
- ✓ Torneira azul para inflar o balão e torneira branca para injeção do contraste;
- ✓ Pequeno diâmetro permite colocação próxima do probe de ultra-som;
- ✓ Ponta aberta permite utilização com fio guia;
- ✓ Balão ajuda a evitar refluxo do meio de contraste;

Conjunto composto por:

Catéter de 5 ou 7Fr. X 40 cm, bainha introdutora e seringa de 2 ou 3cc.

Catéter H/S Caixa com 10		
Número de catálogo	Catéter em Fr.	Comprimento em cm
6600 05 040	5	40
6600 07 040	7	40

Aceita fio guia de 0.035"

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Ponta atraumática e orifício na extremidade

Balão inflado

Bainha maleável de introdução