

# ●●▶ Agulha ecogênica para localização de lesão mamária

Agulha reutilizável com ponta cortante e conector luer-lock usada para marcação pré-cirúrgica de lesão não palpável na mama. Acompanha 6 fios com anzol na extremidade.

## Características:

- ✓ Possui ponta ecogênica;
- ✓ Feita em aço inoxidável;
- ✓ Ponta biselada;



Agulha ecogênica com fio

## Agulha ecogênica para localização de lesão mamária Caixa com 01

Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
8019	20g (0,89)	2" (50)
8020	20g (0,89)	3 ½" (90)
8021	20g (0,89)	5" (130)

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
www.ecomed.com.br  
ecomed@ecomed.com.br