

# Catéter Supra-Púbico


## Catéter de drenagem Supra-Púbico

Permite esvaziamento da bexiga via percutânea.

O Catéter de Drenagem Supra-Púbica do Fortunemed é feito de 100% de silicone para permitir uma maior permanência no paciente sem a necessidade de trocas frequentes. O kit acompanha canula metálica de corte para a introdução, clamp e tampa de catéter.

O catéter possui marcação para facilitar a sua introdução.

O balão integrado do cateter facilita a introdução sem atrito.



### Características

- ✓ Feito em 100% silicone
- ✓ Marcação para facilitar a introdução
- ✓ Fornecido em 12 e 14Fr.
- ✓ Balão integrado minimiza o atrito na colocação

### Catéter de drenagem Supra-Púbico

Nº do Catálogo	Descrição
4890-9212	12Fr. x 420mm, balão 5-10cc
4890-9214	14Fr. x 420mm, balão 5-10cc

Representante